

PREPARATY DEZYNFEKCYJNE DO NARZĘDZI I POWIERZCHNI

Lp.	Nazwa preparatu	Stężenie	Czas dezynfekcji	Spektrum	Zastosowanie	Trwałość roztworu*	Rejestracja
1.	Aniosyme DD1	0,5%	10 min	Bakterie, prątki, grzyby, wirusy: HIV, HCV, HBV, Herpes, Vaccinia, wirus grypy H1N1	Dezynfekcja narzędzi	Przechowywać 7 dni Używać 1 raz	Rejestr Wyrobów Medycznych
2.	Aniosyme First Pianka do narzędzi	Produkt gotowy do użycia	15 min 2 h	Bakterie, grzyby Bakterie, grzyby, prątki, wirusy (HIV, HBV, HCV)	Dezynfekcja narzędzi zanieczyszczonych małą ilością krwi	Termin ważności na opakowaniu,	Rejestr wyrobów medycznych
3.	Sekusept activ	2%	15 min	Bakterie, prątki, wirusy osłonowe i bezosłonkowe	Dezynfekcja głowicy przezprzełykowej	Roztwór przygotowywać codziennie, używać wielokrotnie	Rejestr Wyrobów Medycznych
4.	Sekudril + aktywator	Produkt gotowy do użycia	15 min	Bakterie, grzyby, wirusy: Adeno, Polio	Dezynfekcja i czyszczenie wiertel, frezów kostnych ze stali, pił, ostrzy metalowych, diamentów, narzędzi ciernych i polerujących	Termin ważności na opakowaniu, Używać 1 raz	Rejestr Wyrobów Medycznych
5.	Descosuc	2%	15 min	Bakterie, prątki, grzyby, wirusy: HIV, HBV, HCV	Dezynfekcja i mycie systemów ssących, ślinociągów i sopluczek w unitach stomatologicznych	Roztwór przygotowywać codziennie, używać jeden raz	Rejestr Wyrobów Medycznych
6.	Neodisher endo Clean	Koncentrat	Preparat myjący do myjni endoskopowych		Mycie maszynowe endoskopów elastycznych	Termin ważności na opakowaniu	Krajowy Rejestr Kosmetyków

7.	Neodisher endo Sept GA		preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowych	Bakterie, prątki, grzyby, wirusy	Dezynfekcja maszynowa endoskopów elastycznych	Termin ważności na opakowaniu	Rejestr Wyrobów Medycznych
8.	Perform	0,5%	1 h	Bakterie, prątki, grzyby, wirusy: Papowa, Rota, Adeno, HIV, HBV, Vaccinia	Łóżećka z plexi, inkubatory, respiratory, sprzęt z tworzyw sztucznych	Roztwór przechowywać 24 h Używać 1 raz	Rejestr Wyrobów Medycznych
		1%	30 min	Bakterie (łącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wirusy (Papowa, HIV, HBV, Adeno, Rota), Spory – 2 h	Awaryjnie – rury do respiratorów jeśli nie mogą być sterylizowane, powierzchnie w oddziałach dziecięcych w przypadku skażenia <i>Clostridium difficile</i>		
9.	Surfanios lemon fresh	0,25%	15 min	Bakterie, prątki, grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, wirusy grypy)	Bieżąca dezynfekcja powierzchni w oddziałach, sale chorych, korytarze, pokoje lekarskie, biurowe, socjalne, dezynfekcja wanien na hydroterapii	Roztwór przechowywać 7 dni Używać 1 raz	Rejestr Wyrobów Medycznych
10.	Quatrades Strong	0,5%	15 min	Bakterie, prątki, grzyby, wirusy: HIV, HBV, HCV, Adeno	Powierzchnie sal operacyjnych i pooperacyjnych, gabinetów zabiegowych	Roztwór przechowywać 7 dni Używać 1 raz	Rejestr Wyrobów Medycznych

11.	SUMA TAB D4 tabletki z chlorem	-1 tabl. Na 1,5l wody -0,18% chloru	15 min	Bakterie, grzyby, wirusy: Adeno, Polio	Dezynfekcja bieżąca powierzchni i urządzeń sanitarnych,	Roztwór zużyć w ciągu 24 h	Rejestr Środków Biobójczych
		4 tabl. na 1,5 l wody - 0,72% chloru	30 min	Bakterie, grzyby, prątki, wirusy (Adeno i Polio)	dezynfekcja naczyń sanitarnych przez zanurzenie		
		- 6 tabl na 1,5l wody - 1,08 % chloru	15 min	Bakterie, prątki, grzyby, wirusy: HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio	Powierzchnie zanieczyszczone dużą ilością substancji biologicznej, dezynfekcja płynów zawierających dużą ilość krwi		
12.	ChlorClean	2 tabl. na 1 l wody - 2000 ppm chloru (2 g aktywnego chloru)	15 min	<i>Clostridium difficile</i>	Powierzchnie skażone <i>Clostridium difficile</i> w oddziałach dla dorosłych (sale chorych, gabinety zabiegowe, korytarze w oddziałach, sale operacyjne, meble itp.)	Roztwór zużyć w ciągu 24 h	Rejestr Środków Biobójczych
13.	Anioxy spray WS	Produkt gotowy do użycia	30 min	Bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy, wirusobójczy, sporobójczy	Dezynfekcja powierzchni skażonych <i>Clostridium difficile</i> i innymi sporami w oddziałach dziecięcych i dla dorosłych	Termin ważności na opakowaniu	Rejestr Wyrobów Medycznych
14.	Mikrozid sensitive liquid	Produkt gotowy do użycia	5 min	Bakterie, grzyby, wirusy: HIV, HBV, HCV	Głowice usg, materiały z plexi i tworzyw ulegających uszkodzeniu w kontakcie z alkoholem	Termin ważności na opakowaniu	Rejestr Wyrobów Medycznych

15.	Mikrozid AF Liquid	Produkt gotowy do użycia	5 min	Bakterie, grzyby, wirusy: HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Vaccinia, Noro	Dezynfekcja małych powierzchni czystych	Termin ważności na opakowaniu	Rejestr Wyrobów Medycznych
16.	ChemiSept chusteczki nasączone alkoholem	Produkt gotowy do użycia	5 min	Bakterie, prątki, grzyby, wirusy: HIV, HBV, Rota, Adeno	Dezynfekcja powierzchni odpornych na działanie alkoholi	Termin ważności na opakowaniu	Rejestr Produktów Leczniczych
17.	AZO Max chusteczki dezynfekcyjne bez alkoholu	Produkt gotowy do użycia	5 min	Bakterie, grzyby	Główce USG, ekrany, klawiatura, sprzęt uszkodzający się pod wpływem preparatów alkoholowych	Termin ważności na opakowaniu	Rejestr Wyrobów Medycznych
18.	Propano AF	Produkt gotowy do użycia	5 min	Bakterie, grzyby, prątki, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Hermes	Dezynfekcja urządzeń w Stacji Dializ	Termin ważności na opakowaniu	Rejestr Środków Biobójczych
19.	Steranios	Produkt gotowy do użycia	10 min	Bakterie, prątki, grzyby, wirusy	Do głowicy rektalnej USG	Używać przez 14 dni od aktywacji	Rejestr Wyrobów Medycznych
20.	Gigazyme – enzymatyczny preparat myjący	-	-	-	Środek myjący do narzędzi, endoskopów, butelek	Termin ważności na opakowaniu	Krajowy Rejestr Kosmetyków

* Termin „trwałość roztworu użytkowego” oznacza, że roztwór nie używany może być przechowywany w zamkniętym kanistrze lub butelce przez czas wyznaczony w tabeli. Przelanie do pojemnika dezynfekcyjnego jest równoznaczne z użyciem roztworu.

Gdańsk 15. 04.2013 r.